

DXI 800 HORMON CİHAZI BAKIM ÇİZELGESİ

SERİ NUMARASI

AY/YIL:

GÜNLÜK BAKIM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ŞİCAKLİK KONTROLU																															
ŞARF KONTROLU																															
ATIK KABI KONTROLU SİSTEM KONTROLU																															
SİVİ SİSTEMİ KONTROLU																															
PROP TEMİZLİĞİ																															
PRİME																															
GÜNLÜK YIKAMA																															
*BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN																															

KONTROL EDEN KAŞE/İMZA

*Bakımı yapan tekniyen ad soyad kodlaması yapar.

HAFTALIK BAKIM	HAFTA 1/...../.....	HAFTA 2/...../.....	HAFTA 3/...../.....	HAFTA 4/...../.....
TARİH KONTROLU				
İÇ TEMİZLİK				
ATIK KABI TEMİZLİĞİ				
ASPIRASYON PROP İÇ TEMİZLİĞİ				
PRİME PROP İÇ TEMİZLİĞİ				
OZEL YIKAMA				
*BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN				

*Bakımı yapan teknisyen ad soyad kodlaması yapar.

KONTROL EDEN KAŞE/İMZA