

MACCURA F580 BAKIM TABLOSU

KURUM	
CİHAZ MARKA-MODEL	MACCURA F580
BAKIM AYI	
PERSONEL	

Günlük Bakım	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Shut Down (Kapanış)																															
Start up (Açılış)																															
Otomatik Örnekleyici Temizliği																															
Haftalık Bakım	1				2				3				4																		
Pompa Kullanım ve Durumu Kontrolü																															
Pozitif Basınç ve Aralığı Kontrolü																															
Negatif Basınç Kontrolü																															
RBC Tıkama Voltaj Kontrolü																															
WBC Tıkama Voltaj Kontrolü																															
HGB Voltaj Kontrolü																															
İğne ve Yıkama Kontrolü																															
Örnekleyici Sabitleme Kontrolü																															
Aylık Bakım																															
Aylık Bakım-Yıkama Uygulanması																															
RBC-WBC Okuma Bölmesi Temizliği																															
Şırınga Kontrolü ve Temizliği																															
Kirli tubing tespit ve temizliği																															
Diluent sıvısı tubing temizliği																															
Scatter Diyagram Hassasiyet Kontrolü																															
Flowcell Temizliği																															
Pinch valf ve tubingi Kontrolü																															