

MACCURA F8 SERİSİ (F800,F810,F880) BAKIM TABLOSU

KURUM	
CİHAZ MARKA-MODEL	
BAKIM AYI	
PERSONEL	

Günlük Bakım	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Shut Down (Kapanış)																															
Start up (Açılış)																															
Gerektiğinde Bakım	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Sıvı Yolu Başlatma																															
Sistem Temizliği																															
Açıklık Tıkanması Açılması																															
Akış Odasında Kabarcık Giderme																															
Aylık Bakım																															
Voltaj Denetimi																															
HGB Voltaj Kontrolü																															
İğne Temizleyicisi Temizliği																															
İğne Kullanım Sayısı Kontrolü																															
3 Aylık Bakım																															
Aylık Bakımların Kontrolü																															
Scatter Diyagram Hassasiyet Kontrolü																															
Negatif Basınç Regülatörü Temizliği																															
Numune Tüp Merkezleyici Temizliği																															
FCD, FCW, FCR, FCA Bölme Temizliği																															
Enjektör Kontrolü																															
WBC şişe ve Tubing Temizliği																															