

Çevre Uyumluluk Bilgileri

Sistem : DXI 800 İmmünokimya

Laboratuvar da bulunan Beckman Coulter sistemlerine ait cihaz ve reaktiflerin çevre uyumluluk bilgileri aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

1- Normal Sıvı Atık

Beckman Coulter Dxı 800 İmmünokimya sistemlerinde probe ve küvetlerin deiyonize su ile yıkanmasından sonra oluşan sıvı atıktır.
Atığın doğrudan kanalizasyon sistemine verilmesinde bir sakınca yoktur.

2- Enfekte Sıvı Atık

Beckman Coulter Dxı 800 İmmünokimya sistemlerinde analiz sonrası oluşan sıvı atıktır.
Çevreye uyumluluğu belgelenmiş reaktiflerle analiz edilen numune serum materyalini içerir.
Bu atıklar cihazın ön tarafında bulunan atık ünitesinde toplanır.
Atıkların Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan tıbbi atıkların kontrol yönetmeliğine uygun şekilde imha edilmesi gerekmektedir.

3- Enfekte Katı Atık

Beckman Coulter Dxı 800 İmmünokimya sistemlerinde analiz sonrası ortaya çıkan sıvı ve katı atıkların oluşturduğu atıktır.
Çevreye uygunluğu belgelenmiş reaktiflerle analiz edilen serum materyali ve analiz için kullanılan küvetlerden oluşmuştur.

Laboratuvar sistemlerinde kullanılan tüm reaktif ve sarf malzemelerin çevre uygunluk belgeleri mevcut olup istenildiğinde tarafımızdan temin edilebilir.

Saygılarımızla.

**DANIŞMED LABORATUVAR MEDİKAL
SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.**

Hüzyevler/ Mah. 77.008 Sk. Beld. Çakır Apt. No: 7/C
Tel/Faks: 0822 248 91 50 T. Num: 0806 233 31 01
Mersis No: 08270063815000001 Çukurova/ADANA
E-mail: koraykongec@icloud.com www.danished.com
Tic. Sicil No: Adana/75155 Sayınan V.D.: 2700638150