

EH-2090

Otomatik İdrar Sedimenti Analizörü

EH-2090 Otomatik İdrar Sedimenti Analizörü

Prensip

Dijital görüntüleme teknolojisi

Raporlanabilir Parametre

RBC, WBC, WBCC, BACT, BACTc, BACTr, YST, SEC, NEC, CRYs, Caoxm, Caoxd, URA, TRP, HYAC, UNCC, MUC, SPRM

RUO ve RBC faz parametreleri

POI, Normosit(#), Normosit(%), Poikilosit(#), Poikilosit(%), AcaRBC(%), GhoRBC(%), SphRBC(%), UncRBC(%)

Numunenin yüklenmesi

100 numune

Odaklanma Yöntemi

Odaklama sıvısı olmadan otomatik odaklanma

Görüntüleme Çözünürlüğü

5 megapiksel

İşlem kapasitesi

Dört kanal, 120T/H(C Modeli)

Çift kanal, 80T/H(B Modeli)

STAT

Bağımsız otomatik yüklemeli STAT (acil durum) konumu

LIS

Çift yönlü LIS, test modunun otomatik olarak tanımlanması

BARKOD

360° dahili döner barkod tarayıcı



EH-2090

Otomatik İdrar Sedimenti Analizörü

mindray



www.mindray.com

PIN:ENG-EH-2090-210285X4P-20220702

©2022 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

mindray
healthcare within reach

Çoklu alan derinliği füzyonu

Patolojik özelliklerin hassas ve eksiksiz bir şekilde elde edilmesi




2K HD Gerçek Renkteki Görüntüleme

Mikroskop altında gerçek görüntü ile tutarlılık



Tam Alan Görüntüleme

Tanının atlanmasını önlemek için analiz hacmini artırır



Tam Otomatik Çalışma Akışı

120T/H

İşlem kapasitesi: 120T/H

360°

360° barkod tarama

100

100 numune yükleme

LIS

Çift yönlü LIS



RBC Faz Parametreleri

Hematüri kaynağını gösterir

